

Стерильный комбинированный раствор для промывания ран

- Быстро, эффективно и нежно очищает дно раны от микробного покрытия – биофильма – и от поврежденных тканей
- Избегает инфицирования ран благодаря деконтаминирующему действию
- Нанесение безболезненно
- Нежный и щадящий в отношении грануляционной ткани
- Освобождает от неприятного запаха раны
- Следует всегда использовать в достаточных количествах и нагретым до температуры тела
- Годен к употреблению на протяжении 8-ми недель после открытия
- Подходит к современным покрытиям ран

Создает необходимые условия для заживления ран практически на всех стадиях острых и хронических ранений

Состав: водный раствор содержит 0,1% ундецилен-амид-пропил-бетаина и 0,1% полигексанида.

Ундецилен-амид-пропил-бетаин – это поверхностно-активный тензид, с чрезвычайно хорошими промывающими способностями
Полигексанид деконтаминирует рану и равномерно сохраняет раствор действительным на протяжении 8-ми недель после открытия упаковки
В комбинации, они устраняют микробную колонизацию ранений даже тогда, когда она представлена биофильмом!

Использование промывающего раны раствора Prontosan®

- Для промывания и очищения ран – непосредственное апплицирование из бутылки-шприца (40 или 350 мл) или очищение раны смоченным в растворе тампоном
- Размещение на ране пропитанной в растворе обмотки на 10-15 минут, для того чтобы растворить биофильм
- Для устранения неприятного запаха раны
- Для купания раны
- Для сохранения раны и перевязки влажными
- Для безболезненного удаления перевязки
- Если покрытие не удаляется за один раз, то необходимо держать рану в контакте с препаратом на протяжении более длительного промежутка времени
- Подходит для повторного и длительного использования
- Всегда использовать нагретым до температуры тела – для избегания холодного шока тканей и боли

Использование геля Prontosan®

- При использовании геля Prontosan®, согласно с предписанием, он создает эффективный барьер для микробов
- Гель поддерживает влажными как плоские, так и глубокие слои раны постоянно
- Покрытие легче удаляется под действием геля при следующей перевязке
- Подходит для смачивания перевязочного материала (напр., марля, подушечки для раны, обмотка, альгинатные, гидро-волоконистые, гидроколлоидные материалы)
- Не препятствует грануляции и эпителизации
- Не содержит никакого животного вещества
- После открытия упаковки гель перестает быть стерильным и поэтому хранится в течение 8 недель, благодаря имеющимся консервантам

Противопоказания

Не использовать при наличии аллергии на любой из компонентов препарата

Не использовать на гиалиновом хряще

Не использовать в комбинации с анионными тензидами

Не использовать вместе с маслами, мылом, жиросодержащими мазями или энзимами

**Prontosan® -
потому что только чистая рана заживает!**

