



Prontosan®
Askina Calgitrol®

**HAAVAINFEKTSIOON – KÕIK VAJALIK
ENNETUSEKS JA RAVIKS**
AINULT PUHAS HAAV PARANEB

Prontosan® – leebe, ent tõhus vahend haavapõhja puhastuseks

Akuutsetele ja kroonilistele haavadele ning põletustele

Prontosan® haavaloputuslahus ja geel

NÄIDUSTUSED

Prontosan® haavaloputuslahus ja Prontosan® geel/ Prontosan® X geel on näidustatud akuutsete, krooniliste ja infitseeritud nahahaavade ning I ja II astme põletuste (X geel ka III astme põletuste) puhastamiseks ja niisutamiseks.

Kõik **Prontosan®** tooted ennetavad efektiivselt biokile moodustumist ja vabastavad haava juba tekkinud biokilest.

Prontosan® haavaloputuslahus sobib hästi nii haavade loputamiseks ja niisutamiseks kui koorikutega sidemete niisutamiseks enne eemaldamist, samuti haavade vaakumteraapia aegseks instillatsiooniks.

Prontosan® geel ja Prontosan® X geel loovad tõhusa kaitsebarjääri, mis takistab mikroobide tungimist läbi haavasideme. Geelid hoiavad ära haavanakkuse leviku ja puhastavad haavapõhja täielikult sidemevahetuste vahelisel ajal.

EELISED

- Biokile taastekke ennetus ja biokile eemaldamine haavast. ⁽¹⁾⁽²⁾
- Lahus ja geel aitavad vältida haavainfektsiooni. ⁽³⁾
- Patsiendid paranevad paremini, haavade paranemisaeg lüheneb. ⁽⁴⁾
- Tuttavad koostisained, mille allergiapotentsiaal on madal. ⁽⁵⁾
- Lahus ja geel on kasutuskõlblikud 8 nädala jooksul pärast pakendi esmast avamist.



Prontosan® Debridement Pad haavapuhastuspadjake

NÄIDUSTUSED

Prontosan® Debridement Pad (DP) haavapuhastuspadjake aitab koos Prontosan® haavaloputuslahusega haavapõhja puhastada. **Prontosan® DP** haavapuhastuspadjake vabastab haavapõhja haavakatust ja rakurusudest (*debris*) ning imab liigse haavaeksudaadi. Padjakese kasutamine säästab noort granulatsioonkude.

Prontosan® DP haavapuhastuspadjakese kasutamine annab häid tulemusi isegi nekrootilise katuga või ketendavatel haavadel, kui eelnevalt kasutatakse autolüütilist haavapõhja puhastust Prontosan® haavaloputuslahuse mähiste ja/või Prontosan® geelidega.

HAAPUHAUSTUSPADJAKESE KASUTAMISE EELISED

- Mikrofiibertehnoloogia tagab haavapõhja maksimaalse puhastusvõime.
- Haavapõhja puhastamine toimub erakordselt õrnalt, granulatsioonkude ärritamata.
- Tänu erilisele tilgataolisele kujule saab padjakesega puhastada õõnsusi ja piirkondi, millele on muidu raske ligi pääseda.
- Blisterpakend võimaldab padjakest enne kasutamist aseptiliselt Prontosan® haavaloputuslahusega immutada.
- Padjakese puhastav kiht koosneb polüestrist ja polüpropüleenist mikrokiududest, väliskiht on polüpropüleenist.



Prontosan® Debridement Pad
haavapuhastuspadjake on ainult
ühekordseks kasutamiseks.

Askina® Calgitrol® – eriti lai antimikroobne toimespekter ⁽⁶⁾

Haava paranemise kulg ja kiirus sõltuvad varakult alustatud lokaalsest ravist

NÄIDUSTUSED

Askina® Calgitrol® Ag, Askina® Calgitrol® THIN ja Askina® Calgitrol® pasta on näidustatud haavaeritisega pindmiste või sügavate haavade, näiteks I-IV astme lamatiste, veenihaavandite, teise astme põletuste ja doonorpindade hool-duseks.

Askina® Calgitrol® pasta sobib eriti hästi haavahoolduseks kitsaste ja sügavate haavade või urgete korral, näiteks diabeetilise jala ravis.




Askina® Calgitrol® Ag
Vahtside +
hõbealginaatmaatriks



Askina® Calgitrol® THIN
Hõbealginaatmaatriks

PATENTEERITUD IOONILINE HÕBEALGINAAT- MAATRIKS – TOIMEMEHHANISM:



EELISED

- Lai antimikroobne toimespekter. ⁽⁶⁾
- Hõbedaioonid hakkavad toimima koheselt pärast hõbealginaatmaatriksi kontakti haavaga. ⁽⁷⁾
- Hõbedaioonide vabanemine haavapõhja on ühtlane ja kontrollitud kogu sideme või pasta kasutamise ajal. ⁽⁷⁾
- Patsiendid taluvad ioonilise hõbeda tooteid hästi. ⁽⁸⁾
- Lihtne ja mugav kasutada nii sidemeks pressitult (Calgitrol® THIN) kui amorfse maatriksi kujul (Calgitrol® pasta), mõlemad sobituvad hästi haavaga. ⁽⁹⁾



Askina® Calgitrol® pasta
Amorfne (vormitu) hõbealginaatmaatriks

KASUTAMINE

Askina® Calgitrol® Ag




Haavaeksudaadiga kokku puutudes moodustab Calgitrol® iooniline hõbealginaatmaatriks pehme geeli, mille sees vabanevad hõbedaioonid. Askina® Calgitrol® Ag fikseerimiseks haavale kasutage sekundaarset haavasidet või plaastrit. ⁽¹⁰⁾

Askina® Calgitrol® THIN



Askina® Calgitrol® THIN sobib nii pindmistele kui sügavatele haavadele. Seda võib asetada haava peale ja haava sisse. Hõbemaatriksi fikseerimiseks valige sobiva imamisvõimega sekundaarne haavaside. ⁽¹⁰⁾

Askina® Calgitrol® pasta



Askina® Calgitrol® pasta sobitub hästi haavaga. Aktiivse hõbealginaatmaatriksi ja haavapõhja vahel moodustub eriti tihe kontakt. See on väga tähtis kanalite ja urgete ehk siinustega sügavate haavade puhul, mida on raske hooldada. Kui haav on pastaga täidetud ja kaetud, valige sidumiseks eksudaadi hulga vastav sekundaarne haavaside. ⁽¹⁰⁾

Lisainfo:

Naude L. The use of Prontosan® in combination of Askina® Calgitrol®: an independent case series. Wounds International, 2018 ; 9(1): 44-48. Leitav veebilehelt <http://www.woundsinternational.com> (avaldatud märtsis 2018).

Tooteinfo

Prontosan® lahus ja geel	Pakend / mõõdud	Pakend	Tootekood
Ampullid	40 ml	24 ampulli	400484
Loputuslahus	350 ml	1 pudel	400415
Haavasprei	75 ml	1 spreipudel	400567
Haavageel (vedel)	30 ml	1 pehme pudel	400515
Haavageel X (viskoosne)	50 g	1 tuub	400517
Haavageel X (viskoosne)	250 g	1 tuub	400508
Prontosan® DP haavapuhastuspadjake		Pakend	Tootekood
		3tk	3908456
		10tk	3908457
Askina® Calgitrol® Ag	Pakend / mõõdud	Pakend	Tootekood
	10 x 10 cm	10	6211010
	15 x 15 cm	10	6211510
	20 x 20 cm	10	6212010
Askina® Calgitrol® THIN	Pakend / mõõdud	Pakend	Tootekood
	10 x 10 cm	10	6201010
	20 x 20 cm	10	6202010
	20 x 40 cm	3	6202403
Askina® Calgitrol® pasta	Pakend / mõõdud	Pakend	Tootekood
Tuub	15 g	5	6241505
Tuub	100 g	1	6241001
Askina® Carbosorb	Pakend / mõõdud	Pakend	Tootekood
	10 x 10 cm	10	9025006
	20 x 20 cm	10	9025014
Askina® Foam	Pakend / mõõdud	Pakend	Tootekood
	10 x 10 cm	10	7241010
	10 x 20 cm	10	7241210
	20 x 20 cm	5	7242005

Allikad:

- Efficacy of various wound irrigation solutions against biofilms. Seipp HM, Hofmann S, Hack A, Skowronsky A, Hauri A, ZfW 2005;4(5):160-163.
- Davis SC, Harding A, Gil J, Parajon F, Valdes J, Solis M & Higa A "Effectiveness of a polyhexanide irrigation solution on methicillin-resistant Staphylococcus aureus biofilms in a porcine wound model" in International Wound Journal ISSN 1742-4801, 2017, 1-8, © 2017 Medicalhelplines.com Inc and John Wiley & Sons Ltd doi: 10.1111/iwj.12734.
- Moore, M 0.1% Polyhexanide-Betaine Solution as an Adjuvant in a Case-Series of Chronic Wounds, Surg Technology International, 2016.
- Bellingeri, A. et al. "Effect Of A Wound Cleansing Solution On Wound Bed Preparation And Inflammation In Chronic Wounds: A Single-Blind RCT". Journal of Wound Care 25.3 (2016): 160-168. Web.
- Evaluation of the efficacy and tolerability of a solution containing propyl betaine and polyhexanide. Romanelli M, Dini V, Barbanera S, Bertone MS. Skin Pharmacol Physiol 2010;23 (Suppl 1):41-44.
- Instruction for use: Askina® Calgitrol® Ag, Askina® Calgitrol® THIN, Askina® Calgitrol® Paste.
- Opasanon S, Magnette A, Meuleniére F, Harding K. Askina® Calgitrol® Made Easy. Wounds International 2012; 3(1). Available from www.woundsinternational.com
- Trial C, Darbas H, Lavigne J-P, Sotto A, Simoneau G, Tillet Y, et al. Assessment of the antimicrobial effectiveness of a new silver alginate wound dressing: a RCT. J Wound Care. 2010 Jan;19(1):20-6.
- Wounds International. Using Askina® Calgitrol® Paste for the treatment of diabetic foot infection: case studies. London: Wounds International 2013. Available from www.woundsinternational.com

Tootja:

B. Braun Medical AG | Infection Control | Seesatz 17 | 6204 Sempach | Switzerland; B. Braun Hospicare Ltd. | Collooney | Co. Sligo | Ireland

Turustaja:

B. BRAUN MEDICAL | 26 Rue Armengaud | 92210 Saint-Cloud – France Tel. 01 41 10 53 00 | Fax 01 41 10 53 99

B. BRAUN MEDICAL | SAS with a share capital of 31 000 000 € | RCS Nanterre 562050856 | www.bbraun.com/wound-management

Turustaja Eestis:

B. Braun Medical OÜ | Pilvetee tn 8 | Tallinn 12618 | Eesti | Tellimine 677 1200 | www.bbraun.ee

Käesolev dokument, selle sisu, sh siin mainitud institutsionaalsed andmed, teave, kaubamärgid ja logod on B. Brauni ainuomand. Käesoleva dokumendi ja selle sisu täielik või osaline esitamine ja/või paljundamine on ilma B. Brauni selgesõnalise eelneva nõusolekuta rangelt keelatud ning kujutab endast B. Brauni intellektuaalomandi õiguste rikkumist. Ei puuduta dokumente ja fotosid. Kasutamiseks üksnes tervishoiutöötajale.